



## Fiche technique REF 56.87.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.87.08	Biemer Clip9mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076634
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	9mm	Revêtement	
------------	-----	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)