







Fiche technique REF 56.87.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.87.18	Biemer Clip étroit9mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076641
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	9mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		