







Fiche technique REF 56.87.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.87.45	Biemer Pince pour appliquer les clips avec fermeture 14.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826076689
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,029	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	14.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	1.4021 (X20Cr13)		