







Fiche technique REF 57.04.23

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Référence | 57.04.23 | Kerrison (Spurling) rongeur - emporte-pièce au dessus 20cm 3mm 40° | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826077129 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 13-231 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg) | 0,272 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Dimensions | 20cm 3mm 40° | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Poignée | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |