



Fiche technique REF 57.07.73

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.07.73	Kerrison rongeur - emporte-pièce vers le bas plaque de coupe étroite 20cm 3mm 40° HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826077976
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,280	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	20cm 3mm 40°	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	--------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)