



Fiche technique REF 57.09.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.09.70	Kerrison rongeur - emporte-pièce au dessus plaque de coupe étroite vers le haut 20cm 2mm 40° HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079079
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,280	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	20cm 2mm 40°	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
------------	--------------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)