



Fiche technique REF 57.11.26

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence | 57.11.26 | Kerrison rongeur - emporte-pièce au dessus vers le haut 20cm 2mm 40° MC (Micro) | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826079390 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 13-231 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg) | 0,280 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK20-1 |



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Griff (klein)
Handle (small)
Manigo (pequeño)
Maniche (piccolo)

| | | | |
|------------|--------------|------------|---|
| Dimensions | 20cm 2mm 40° | Revêtement | Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut |
|------------|--------------|------------|---|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4301 (X5CrNi18-10) |