



## Fiche technique REF 57.11.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.11.30	Kerrison rongeur - emporte-pièce au dessus vers le haut 20cm 6mm 40° MC (Micro)	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079437
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,280	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



Griff (klein)  
Handle (small)  
Manigo (pequeño)  
Maniche (piccolo)

Dimensions	20cm 6mm 40°	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
------------	--------------	------------	---

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)