







Fiche technique REF 57.11.81

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.11.81	Cushing Rongeur Coudé vers le haut 16cm 2x5mm 30° MC Micro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079765
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,250	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	16cm 2x5mm 30°	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		