







Fiche technique REF 57.12.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.12.03	Manchon de trocart 65mm Ø 11mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826079819
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-260
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G571201
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	65mm Ø 11mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		