






## Fiche technique REF 57.12.76

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.12.76	Plateau (set) de dilateur p avec anguléØ 18mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826433192
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-215
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,238	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 18mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		