







## Fiche technique REF 57.12.86

11.12.2025

| Données générales   |                                  |   |                    |
|---|----------------------------------|---|--------------------|
| Référence   | 57.12.86                         | pièce intermédiaire MAPN for 18mm Port  |                    |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane   | 90189084           |
| GMDN  | 45182                            | GTIN  | 04046826470753     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)                       | Code UMDNS  | 15-260             |
| Classification  | 1 (EU MDR)                       | Base UDI-DI   | 4046826;N001;06;WT |
| Poids (kg)  | 0,090                            | Mode d'emploi   | GATDN00X           |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement  |                    |
|   |                                  |   |                    |
| Medicon médias  |                                  |   |                    |
| Image principale  |                                  | Image détaillée   |                    |
|   |                                  |  |                    |
| Conditions de stockage  |                                  |   |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |   |                    |
| Matériaux   |                                  |   |                    |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                    |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)                 |   |                    |