



## Fiche technique REF 57.13.03

11.12.2025



Données générales			
Référence	57.13.03	Manchon de trocart 65mm Ø 14mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826079901
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-260
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G571201
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	65mm Ø 14mm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))