



Fiche technique REF 57.13.04

25.08.2026

Données générales			
Référence	57.13.04	Manchon de trocart 100mm Ø 14mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826556204
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-260
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G571201
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	100mm Ø 14mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		