




Fiche technique REF 57.13.12

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Référence | 57.13.12 | PEEK fourreau de trocart 55mm Ø 11mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826453619 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 15-260 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,004 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
| | | | |
| Dimensions | 55mm Ø 11mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | PEEK (Polyetheretherketon) | | |