



Fiche technique REF 57.17.68

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.17.68	Kerrison rongeur - emporte-pièce démontable au dessus 20cm 1mm 40° MC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826081041
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,265	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée

Dimensions	20cm 1mm 40°	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
------------	--------------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)