








Fiche technique REF 57.23.63

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.23.63	Caspar Rongeur drt fenêtrée denté 18.5cm 3x12mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082499
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18.5cm 3x12mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		