



## Fiche technique REF 57.23.74

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.23.74	Caspar Rongeur Coudé vers le haut fenêtrée denté 18.5cm 4x14mm 30°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082543
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	18.5cm 4x14mm 30°	Revêtement	
------------	-------------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)