








Fiche technique REF 57.24.32

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.24.32	Schlesinger Rongeur cranté 15cm 2x10mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082642
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,066	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15cm 2x10mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		