



Fiche technique REF 57.24.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.24.33	Schlesinger Rongeur cranté 15cm 3x10mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082659
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,055	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	15cm 3x10mm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)