






Fiche technique REF 57.24.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.24.43	Cloward Rongeur Coudé vers le haut 15cm 6x10mm 30°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082680
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,069	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15cm 6x10mm 30°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		