






## Fiche technique REF 57.24.78

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.24.78	Wilde Rongeur Coudé vers le haut 17cm 5x12mm 45°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082819
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,060	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	17cm 5x12mm 45°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		