



## Fiche technique REF 57.28.34

11.12.2025

| Données générales |                |  |                         |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|
| Référence         | 57.28.34       | Kerrison DieBlauen rongeur - emporte-pièce au dessus plaque de coupe étroite vers le haut 20cm 4mm 40° |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane  | 90189084                |
| GMDN              | 35541          | GTIN   | 04046826404345          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS   | 13-231                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg)        | 0,000          | Mode d'emploi  | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement   | MPK20-2                 |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL )<br>451.04.57 (prospectus Medicon DieBlauen pinces emp-pièce demont) |
|----------------|--|

## Image principale

## Image détaillée



|            |              |            |  |
|------------|--------------|------------|--|
| Dimensions | 20cm 4mm 40° | Revêtement |  |
|------------|--------------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN)    |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                    |
| Vis               | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |
| Poignée           | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) |