



## Fiche technique REF 57.28.52

11.12.2025

| Données générales |                |   |                         |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence         | 57.28.52       | Kerrison DieBlauen rongeur - emporte-pièce au dessus plaque de coupe étroite vers le haut 18cm 2mm 40° MC |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN              | 35541          | GTIN  | 04046826404444          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS  | 13-231                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg)        | 0,000          | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement  | MPK20-2                 |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL )<br>451.04.57 (prospectus Medicon DieBlauen pinces emp-pièce demont) |
|----------------|--|

## Image principale

## Image détaillée



|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| Dimensions | 18cm 2mm 40° | Revêtement | Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut |
|------------|--------------|------------|---|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN)    |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                    |
| Vis               | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |
| Poignée           | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) |