



Fiche technique REF 57.28.62

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence | 57.28.62 | Kerrison DieBlauen rongeur - emporte-pièce au dessus plaque de coupe étroite vers le haut 20cm 2mm 40° MC | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826404505 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 13-231 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK20-2 |



| | |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) 451.04.57 (prospectus Medicon DieBlauen pinces emp-pièce demont) |
|----------------|--|

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|--------------|------------|---|
| Dimensions | 20cm 2mm 40° | Revêtement | Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut |
|------------|--------------|------------|---|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4301 (X5CrNi18-10) |
| Poignée | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) |