



Fiche technique REF 57.28.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.28.85	Kerrison DieBlauen rongeur - emporte-pièce baïonnette au dessus plaque de coupe étroite vers le haut 17cm 5mm 40° MC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826474164
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	17cm 5mm 40°	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)