



Fiche technique REF 57.28.93A

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.28.93A	Kerrison DieBlauen baïonnette plaque de coupe étroite 12cm 3mm 40° MC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826460884
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-231
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-2



Medicon médias	451.04.57 (prospectus Medicon DieBlauen pinces emp-pièce demont)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	12cm 3mm 40°	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
------------	--------------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)