





Fiche technique REF 57.36.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.36.25	Toennis Dissecteur d/e3.5/5mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826083458
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	3.5/5mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		