








Fiche technique REF 57.36.51

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.36.51	Penfield Dissecteur d/e17.5cm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826083489
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	17.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		