







## Fiche technique REF 57.37.00

11.12.2025

| Données générales   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Référence   | 57.37.00  | Cushing Rongeur drt17.0cm 2x5mm MC Micro DieBlauen.2 |                         |
| Unité de vente  | pièce   | No. de douane  | 90189084                |
| GMDN  | 35541   | GTIN   | 04046826449391          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)   | Code UMDNS   | 15-669                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg)  | 0,000   | Mode d'emploi  | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable  | Instructions de retraitement                         |                         |
|     |   |  |                         |
| Medicon médias  | 451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 rongeurs démont avec manche en silicone) |  |                         |
| Image principale  |   | Image détaillée                                      |                         |
|   |   |  |                         |
| Dimensions  | 17.0cm 2x5mm  | Revêtement   |                         |
| Conditions de stockage  |   |  |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |   |  |                         |
| Matériaux   |   |  |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)  |  |                         |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |
| Vis   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |  |                         |
| Poignée   | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)                                     |  |                         |