







Fiche technique REF 57.37.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.37.03	Cushing Rongeur drt18cm 2x10mm MC DieBlauen.2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449421
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-2
 			
Medicon médias	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 rongeurs démont avec manche en silicone)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18cm 2x10mm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		