



Fiche technique REF 57.37.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.37.04	Cushing DieBlauen Rongeur Coudé vers le haut 18cm 2x10mm 30° MC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449438
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-2



Medicon médias	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 rongeurs démont avec manche en silicone)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	18cm 2x10mm 30°	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
------------	-----------------	------------	---

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)