






Fiche technique REF 57.37.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.37.15	Cushing Rongeur Courbe vers le bas 18cm 2x10mm 30° DieBlauen.2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449490
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-669
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-2
 			
Medicon médias	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 rongeurs démont avec manche en silicone)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm 2x10mm 30°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		