





Fiche technique REF 57.39.52

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.39.52	tube aspir et irrigation 18cm fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826083748
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,018	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		