








## Fiche technique REF 57.43.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.43.03	Scoville curette coupante angulé vers l'avant 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826083786
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,049	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		