





Fiche technique REF 57.45.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.45.03	Fixation de l'accouplement Ø 25mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083816
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-253
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 25mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		