





Fiche technique REF 57.45.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.45.33	Kelly Valve p Système Flexi-Tract38x25mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083991
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-253
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,145	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	38x25mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		