





Fiche technique REF 57.45.35

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|
| Référence | 57.45.35 | Kelly Valve51x152mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826084011 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 15-253 |
| Classification | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,190 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 51x152mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |