








Fiche technique REF 57.49.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.49.10	Eif crochet ptu90° 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826084677
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-029
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	90° 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		