





Fiche technique REF 57.53.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.53.03	Caspar crochet seul / seulement 38mm for 57.53.00	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826085124
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-253
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	38mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		