





Fiche technique REF 57.55.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.55.23	Vis de distraction 18mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826085841
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-291
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		