





## Fiche technique REF 57.56.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.56.43	Cloward Valve denté50x15/23mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086022
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50x15/23mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		