



Fiche technique REF 57.56.74

11.12.2025


Données générales			
Référence	57.56.74	connexion pour lames avec Vis moletée Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086145
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,045	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne)

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)