







Fiche technique REF 57.56.75

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.56.75	valve pour les côtes40x30mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826371739
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
 			
Medicon médias	451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	40x30mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		