



Fiche technique REF 57.56.87

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Référence | 57.56.87 | Valve 6 dents 50x60x30mm Ti | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826086237 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 13-390 |
| Classification | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,036 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |



| | |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne) |
|----------------|--|

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|------------|------------|--|
| Dimensions | 50x60x30mm | Revêtement | |
|------------|------------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 3.7035 (ASTM_Grade_2) |