







Fiche technique REF 57.56.88

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.56.88	Valve 5 dents 50x45x30mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086244
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	50x45x30mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		