



Fiche technique REF 57.57.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.57.38	Valve médiane 60mm for 57.57.51	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086473
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	G575300
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	60mm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		