



## Fiche technique REF 57.57.54

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.57.54	Valve latéral40mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086602
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,022	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	40mm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		