






Fiche technique REF 57.57.73

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.57.73	Valve 3 dents 130x24x90mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086763
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	130x24x90mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		