






Fiche technique REF 57.58.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.58.37	Piccolino Speculum50mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826383985
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G575752
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	50mm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane, par ex. ciseaux Blackline
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		